

Ocena punktowa

Lp.	Parametr oceniany	Punktacja	Parametr oferowany
1.	Zestaw do drenażu klatki piersiowej, trzykomorowy, zwarty kompaktowy, z regulacją siły ssania za pomocą słupa wody		
a)	Pojemność komory sekrecyjnej	2200 - 2500 ml - 5pkt 1900 - 2199 ml - 0pkt	
b)	Przyrząd do wypełniania komór płynem	- wyskalowana strzykawka w zestawie - 5pkt - lejek - 0pkt	
c)	Port do regulacji siły ssania	-port bezigłowy samouszczelniający - 5pkt -port igłowy- 0 pkt	
d)	Możliwość pobierania materiału do badań za pomocą portu	- możliwość pobierania z portu znajdującego się bezpośrednio obok drenu łączącego (świeży płyn do badań) - 5pkt - możliwość pobierania z portu na drenie lub w komorze kolekcyjnej - 0pkt	
e)	Przycisk do wyrównania ciśnień	- z filtrem przeciwwakaźnym - 5pkt - bez filtra - 0pkt	
f)	Zestaw kompaktowy o zwartej budowie	- wysokość stojącego zestawu do 25 cm - 5pkt - wysokość stojącego zestawu powyżej 25 cm - 0pkt	
g)	Zestaw pracujący cicho	- zestaw pracujący bezgłośnie lub z możliwością wyciszenia bez ingerencji w źródło ssania - 5pkt - zestaw bąblujący bez możliwości całkowitego wyciszenia - 0pkt	
h)	Zestaw stabilny z możliwością powieszenia lub postawienia	- bez wysuwanej podstawki- 5pkt - z wysuwaną podstawką- 0pkt	
2.	Zestaw do drenażu klatki piersiowej, trzykomorowy, zwarty kompaktowy, z mechaniczną regulacją siły ssania		
a)	Pojemność komory sekrecyjnej	2200 - 2500 ml - 5pkt 2000 - 2199 ml - 0pkt	
b)	Przyrząd do wypełniania komór płynem	- wyskalowana strzykawka w zestawie - 5pkt	

		- lejek - 0pkt	
c)	Zakres regulacji podciśnienia	- do poziomu powyżej 30 cm H ₂ O - 5pkt - poniżej poziomu 30 cm H ₂ O - 0pkt	
d)	Możliwość pobierania materiału do badań za pomocą portu	- możliwość pobierania z portu znajdującego się bezpośrednio obok drenu łączącego (świeży płyn do badań) - 5pkt - możliwość pobierania z portu na drenie lub w komorze kolekcyjnej - 0pkt	
e)	Przycisk do wyrównania ciśnień	- z filtrem przeciwwakazeniowym- 5pkt - bez filtra- 0pkt	
f)	Zestaw kompaktowy o zwartej budowie	- wysokość stojącego zestawu do 25 cm - 5pkt - wysokość stojącego zestawu powyżej 25 cm - 0pkt	
g)	Port dostępu do komory zastawki wodnej	-beigłowy typu luer z zaworem- 5pkt -port bez zaworu lub igłowy-0pkt	
h)	Zestaw stabilny z możliwością powieszenia lub postawienia	- bez wysuwanej podstawki- 5pkt - z wysuwaną podstawką- 0pkt	