

Załącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Cewniki i akcesoria do urodynamiki kompatybilne z aparatem Ellipse firmy Andromeda.

Wszystkie cewniki do badań urodynamicznych mają być sterylne i jednorazowego użytku. Zakończenia cewników muszą posiadać kolorowe złącza typu luer-lock ułatwiające ich właściwe podłączenia wg schematu:

kolor neutralny → kanał infuzji → do podłączenia przewodu pomy infuzyjnej,

kolor niebieski → ciśnienie pęcherzowe → do podłączenia do końcówki kanału pomiarowego Pves,

kolor żółty → ciśnienie wewnątrz cewkowe → do podłączenia do końcówki kanału pomiarowego Pura,

kolor czerwony → ciśnienie śródbrzuszne mierzone w odbycie → do podłączenia do końcówki kanału pomiarowego Pabd

L. p.	Opis	J. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Kod towaru*	Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem: - średnica 9 Fr, - długość 150 mm, - cewnik wykonany z materiału: Pebax - średnica balonu 7 mm, - długość balonu 20 mm, - balon wykonany z PVC	szt.	100						
2.	Elektrody powierzchniowe do uroflovmetrii dla aparatu Picco flov 2	szt.	3600						
3.	Dwukanałowy cewnik do cystometrii i pomiaru ciśnienia: - średnica 6 Fr - długość 300 mm	szt.	1000						

4.	Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej	szt.	1000						
5.	Elektrody powierzchniowe do EMG dla aparatu Ellipse firmy Andromeda	szt.	3000						
6.	Dwukanałowy cewnik do cystometrii i pomiaru ciśnienia: - średnica 9 Fr - długość 300 mm	szt.	100						
7.	Zewnętrzne przetworniki ciśnienia typu PVB dla aparatu Ellipse firmy Andromeda	szt.	100						
8.	Przewód pompy infuzyjnej z wymienną końcówką do aparatu Ellipse firmy Andromeda	szt.	200						
	RAZEM	X	X	X		X		X	X

* W przypadku braku kodu towaru w kolumnie 9 należy wpisać znak/nazwę, która będzie umieszczona na fakturze VAT.

.....
/podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych/